

Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasis mit einer LED-Position

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus Single Position LED Transmitted Light Illumination Base



Produkt **#89-501** NEU **2 In Stock**

-

1

+

€1.890⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.890,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:

SZX2-ILLTS

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):

386.5 (W) x268.4 (D) x41.5 (H)

4.2	Gewicht (kg):
Elektronische Spezifikationen	
12	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #89-503 Europe: #89-503 Japan: #89-503 Korea: #89-503 China: #89-503	
Umwelt & Haltbarkeit	
5 to 40	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- LED-Revolver mit einer oder vier Positionen verfügbar
- Kassettensystem für verschiedene Kontrastverfahren
- Kühle, effiziente LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden
- Schlankes, ergonomisches Design

Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen sind für die Verwendung mit den Olympus Stereomikroskopen [SZX](#) und [SZ](#) konzipiert, um Forschungsarbeit mit präziser und flexibler Beleuchtungsregulierung zu unterstützen. Diese Basen bieten sowohl Modelle mit vier als auch mit einer LED-Position und unterstützen durch ein austauschbares Kassettensystem eine breite Palette von Kontrastverfahren - es sind Hellfeld- (niedrig, Standard, hoch), Schräglicht-, Dunkelfeld-, polarisierte und Shutter-Kassetten erhältlich. Das schlanke 41,5-mm-Profil dieser Basis bietet einen niedrigeren Augenpunkt und einen ungehinderten Zugang zu den Proben, was sowohl den Komfort als auch die Effizienz bei langen Beobachtungssitzungen verbessert. Die Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen verwenden hocheffiziente LEDs, die nur minimale Wärme erzeugen, die Proben weniger beschädigen und bis zu 60.000 Stunden lang eine gleichmäßige Beleuchtung liefern. Diese Basen sind ideal für die Integration in Forschungssysteme, die eine extreme Flexibilität und Steuerung bei der stereomikroskopischen Bildgebung erfordern.

Bitte beachten Sie: Für die Verwendung sind ein Netzteil ([#89-503](#)) und ein Netzkabel erforderlich und separat erhältlich. US-Netzkabel ([#19-529](#)); EU-Netzkabel ([#15-279](#)).