

F-Theta-Objektiv Edmund Optics®, 100 mm BW, 1064 nm



Produkt #15-179 3-4 TAGE

- 1 + **€815,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€815,00
Stk. 5+
€733,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Brennweite BW (mm):
101.60

Max. Durchmesser (mm):
87

Scanwinkel (°):

±22.68
Scanfeld (mm): 56.5 x 56.5
Gewinde: M85 x 1.0
Telezentrie (°): Not Specified
Transmission (%): ≥95
Typ: F-Theta Lens
Arbeitsabstand (mm): 107.9
Wellenlängenbereich (nm): 1064
Auflagemaß (mm): 126.9
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e² (µm): 17
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 12
Maximale Länge (mm): 52.3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen