

TECHSPEC® SM1-Linsentubus, 100 mm



TECHSPEC® ID Lens Tubes

Produkt #35-761 3-4 TAGE

1 €34,70

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€34,70

Stk. 6+

€30,90

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Extension Tube

Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Gewindeart:
1.035 x40 TPI (SM1)

Tubuslänge (mm): 100.0
Freie Apertur CA (mm): 22.0
Aufbau: Anodized Aluminum
Außendurchmesser (mm): 30.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
