

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® SM1-Linsentubus, 15 mm



TECHSPEC® ID Lens Tubes

Produkt #35-756 3-4 TAGE

1 €8,80

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€8,80

Stk. 6+

€8,10

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Extension Tube

Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Gewindeart:
1.035 x40 TPI (SM1)

Tubuslänge (mm): 15.0
Freie Apertur CA (mm): 22.0
Aufbau: Anodized Aluminum
Außendurchmesser (mm): 30.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
