

180° & 90° Umbaukit für 28 x 28 mm Phoenix™ Kameras

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



180° & 90° Transform Kit



Produkt #13-752 3-4 Tage

1 **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€88,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Typ:
Camera Accessory

Modellnummer:
PHX28-TK

Konformität mit Standards

RoHS:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

