

20 cm GPIO 8-Pin JST-Kabel

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



GPIO 8 Pin JST Cable

Produkt #11-477 Lagernd



1



€13,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€13,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Typ:
Camera Accessory

Kabellänge (m):
0.2

Konformität mit Standards

RoHS:

