

TECHSPEC® UCf-Objektiv, 2X, 0,15 NA



Produkt #36-278 Lagernd

1 €195,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€195,00
Stk. 3+
€180,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
4.4

Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
7.04

Brennweite BW (mm):
8.00

Länge (mm):

10.80
Vergrößerung: 2X
Max. Durchmesser (mm): 29.0
Max. Sensorgröße: 1.1"
Mount: C-Mount
Numerische Apertur NA: 0.15
Gewinde: C-Mount
Typ: Fluorite
Auflösung (µm): 4.44
Schärfentiefe (µm): 12.00
Arbeitsabstand (mm): 11.3
Gewicht (g): 19
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Art: Finite Conjugate
Hersteller: Edmund Optics®
Feldzahl: 17.6

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen