


2X - erweitertes I3A/ISO 12233 Digitalkamera-Testbild



Produkt #58-941 3-4 TAGE



1



€745,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€745,00

Stk. 5+

€708,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat:
Photo Paper

Vergrößerung:
2X

Mustergöße (mm):

400 x 711
Größe (mm): 480 x 791
Kontrast: 40:1 and 4:1 typical
NIST-Zertifikat: No

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform