

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Opal Checkerboard Calibration Target

Produkt #12-199 3-4 TAGE



1



€654,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€654,00

Stk. 5+

€621,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:

Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)

Substrat:

Opal Glass

Mustergröße (mm):

0.6 x 0.6 ±0.002

Größe (mm): 40 x 40 ±0.10
Dicke (mm): 1.52 ±0.10
NIST-Zertifikat: No

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform
