

CX43 aufrechtes Mikroskop mit Verstellung für rechte Hand und LED-Beleuchtung | Olympus CX43RF2

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Image shown is full assembly. Each component sold separately. See Technical Information tab for additional details.

Produkt #19-525 3-4 TAGE

- 1 + **€1.202,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.202,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Modellnummer:
CX43RF2

Hinweis:
Contains Frame, Nosepiece (mounted on frame), Focus handle and guide rail (mounted on frame), Stage (handle can be moved left or right side) (and mounted on frame), Condenser (mounted to stage/frame), AC Adapter, Eyepiece clamp screws, Allen wrench

Hersteller:
Olympus

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

