

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #19-418

3-4 TAGE

-

1

+

€1.423,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.423,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Mount:
Zygo 4" Bayonet

Reflexion (%):
11.00

Substrat:
Silicone Nitride

Hinweis:
Surface Finish: 1.3nm RMS

Durchmesser (mm):
25.40

Oberflächengenauigkeit, P-V (µm):
≤0.125

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)