

TECHSPEC® SM05-Retainerring



#35-784: SM05 Retainer Ring

Produkt #35-784 3-4 TAGE

1 €5,30

+ WARENKORB

Stk. 1+

€5,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Extension Tube

Gewindeart:
0.535 x40 TPI

Freie Apertur CA (mm):
10.0

Aufbau:
Anodized Aluminum

Dicke (mm):

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
