

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



#35-763: SM1 Retainer Ring

Produkt #35-763

3-4 TAGE

-

1

+

€5,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€5,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Extension Tube

Gewindeart:
1.035 x40 TPI

Freie Apertur CA (mm):
22.0

Aufbau:
Anodized Aluminum

Dicke (mm):

3.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

