

Leere Filterhalterung M22,5 x 0,50



Produkt #17-053 3-4 TAGE

- 1 + **€37,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€37,50
Stk. 10+
€35,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
24.50

Filtergewinde:
M22.5 x 0.50

Optikdurchmesser (mm):
20.1

Dicke kompatible Optiken (mm):

1.8

Fassungsdicke (mm):
6.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

