

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



MBR type Quad Glass Fiber Optic Cable, 0.354" (9.0mm) Active Fiber Bundle (#53-382)

Produkt **#53-382** 3-4 TAGE



1



€560,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€560,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide

Gehäusegeometrie:
Diffuse Axial

Konformität mit Standards

Reach 174:
[Konform](#)

RoHS:

Nicht konform

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)