

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



ML-SPEC Coating Testing Kit (#18-485)

Produkt #18-485 3-4 TAGE



1



€595,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€595,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Inhalt des Sets:

- 1 x 2.5lb Test Instrument
- 1 x 1lb Test Instrument
- 2 x Replacement Eraser Inserts
- 1 x Roll of Tape
- 1 x Tape Dispenser
- 1 x Roll of Cheesecloth
- Instructions

Konformität mit Standards

RoHS:

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Reach 224:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)