

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Halterung für Laser der Diamond C-Serie

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Mounting Bracket for Diamond Series Laser, #37-081

Produkt **#37-081** 3-4 Tage



1



€275,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€275,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

