

Halterung für Stingray Laserdiodenmodule



Mounting Bracket for StingRay Laser Diode Modules, #86-879

Produkt #86-879 3-4 Tage



1



€130,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€130,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Hersteller:
Coherent®

Durchmesser passender Laser (mm):
19.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:

