

TECHSPEC® Halterung, 2,25" Mittenachse, 30 mm ID



Mbunting Clamp, 2.25" Centerline, #56-871



Produkt #56-871 3-4TAGE

- 1 +

€165,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€165,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Innendurchmesser (mm):
30.0

Produktnr. Halterung:
#56-870 Sold Separately

Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

