

TECHSPEC® NIR Neutraldichtefilterkit, Filter mit 50 mm Durchmesser



Produkt #64-346 3-4 TAGE

- 1 + **€938,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€938,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Mitgelieferte Filter:
[0.3](#), [0.5](#), [1.0](#), [1.3](#), [1.5](#), [2.0](#), [2.5](#), [3.0](#)

Beschichtung:
Metallic Based ND

Typ:
Neutral Density Filter

Anzahl an Filtern:
8.00

Konformität mit Standards

RoHS:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
