


Adapter Nikon Tubuslinse auf C-Mount

Mehr Produkte von [Nikon](#)



Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150)

Produkt **#11-150** 3-4 TAGE

- 1 +

€149,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€149,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
37.70

Gewinde:
1" x32 TPI (Male and Female)

Typ:
Microscope Accessory

Außendurchmesser (mm):
50.00

Hinweis:
Requires adapter [#11-148](#) to connect Nikon objective

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
