


Halterung Olympus Weitwinkel-Tubuslinse auf T-Mount

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder (#11-149)

Produkt **#11-149** 3-4 TAGE



1



€149,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€149,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
External: M42 x0.75 (Male and Female)
Internal: M41 x0.5

Außendurchmesser (mm):
56.0

Hinweis:
Requires adapter [#52-301](#) to connect Olympus objective

Hersteller:

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
