

Standfußverlängerung, 11 mm Länge, M4, 1/4"-20



Pedestal Extender

Produkt #16-586 3-4 TAGE

- 1 + **€9,90**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€9,90

Stk. 5+

€9,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7, 1/4-20

Typ:
Metric/English

Aufbau:
Stainless Steel

Länge (mm): 11.00
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
