

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Pedestal Extender

Produkt #16-312 3-4 TAGE

1 €9,90

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€9,90

Stk. 5+

€9,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7, M6x1.0

Typ:
Metric

Aufbau:
Stainless Steel

Länge (mm): 11.00
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
