

Standfußverlängerung, 14 mm Länge, M4, M6



Pedestal Extender

Produkt #16-313 3-4 TAGE

- 1 + **€9,90**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€9,90

Stk. 5+
€9,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7, M6x1.0

Typ:
Metric

Aufbau:
Stainless Steel

Länge (mm): 14.00
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
