

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Pedestal Extender

Produkt #16-587

3-4 TAGE



1



€10,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€10,50

Stk. 5+

€9,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:

M4x0.7, 1/4-20

Typ:

Metric/English

Aufbau:

Stainless Steel

Länge (mm): 16.80
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
