

Standfußverlängerung, 16,8 mm Länge, M4, M6



Pedestal Extender

Produkt #16-315 3-4 TAGE

- 1 + **€10,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€10,50

Stk. 5+
€9,60

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde: M4x0.7, M6x1.0
Typ: Metric
Aufbau: Stainless Steel

Länge (mm): 16.80
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
