

Standfußverlängerung, 20,8 mm Länge, M6, M4



Pedestal Extender

Produkt #16-459 3-4 TAGE

- 1 + **€10,80**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€10,80
Stk. 5+
€9,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7, M6x1.0

Typ:
Metric

Aufbau:
Stainless Steel

Länge (mm): 20.80
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
