

# Standfußverlängerung, 8 mm Länge, M4, M6



Pedestal Extender

Produkt #16-311 3-4 TAGE

- 1 + €9,90

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-4                        |
| €9,90                           |
| Stk. 5+                         |
| €9,00                           |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

## Downloadbereich

Gewinde:  
M4x0.7, M6x1.0

Typ:  
Metric

Aufbau:  
Stainless Steel

|                                  |
|----------------------------------|
| Länge (mm):<br>8.00              |
| Funktion:<br>Pedestal Extender   |
| Stangendurchmesser (mm):<br>25.4 |

Konformität mit Standards

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Konform</a>               |
| Konformitätszertifikat:<br><a href="#">Anzeigen</a> |
| Reach 233:<br><a href="#">Konform</a>               |

---