

# Standfußverlängerung, englisch, 101,6 mm Länge



Pedestal Extender

Produkt #15-858 3-4 TAGE

- 1 + **€27,50**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-4                        |
| €27,50                          |
| Stk. 5+                         |
| €24,80                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:  
8-32 (2)

Typ:  
English

Gewicht (kg):  
0.39

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Aufbau:</b><br>Stainless Steel       |
| <b>Länge (mm):</b><br>101.60            |
| <b>Funktion:</b><br>Pedestal Extender   |
| <b>Stangendurchmesser (mm):</b><br>25.4 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |

---