

Standfußverlängerung, englisch, 50,8 mm Länge



Pedestal Extender

Produkt #15-856 3-4 TAGE

1

€23,10

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€23,10

Stk. 5+
€20,80

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde: 8-32 (2)

Typ: English

Gewicht (kg): 0.19

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 50.80
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
