

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Pedestal Extender

Produkt #15-857

3-4 TAGE



1



€25,30

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€25,30

Stk. 5+

€22,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:

8-32 (2)

Typ:

English

Gewicht (kg):

0.29

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 76.20
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

