

Standfußverlängerung, metrisch, 25,4 mm Länge



Pedestal Extender

Produkt #15-851 3-4 TAGE

- 1 + **€18,70**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€18,70
Stk. 5+
€16,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7 (2)

Typ:
Metric

Gewicht (kg):
0.09

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 25.40
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
