

Standfußverlängerung, metrisch, 50,8 mm Länge



Pedestal Extender

Produkt #15-852 3-4 TAGE

- 1 + **€23,10**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€23,10

Stk. 5+
€20,80

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7 (2)

Typ:
Metric

Gewicht (kg):
0.19

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 50.80
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
