

Stange mit Standfuß, englisch, 12,7 mm Länge



Pedestal Post

Produkt #15-845 3-4 TAGE

- 1 + **€22,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€22,00

Stk. 5+

€19,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
8-32

Typ:
English

Gewicht (kg):
0.06

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 12.70
Hinweis: With 1/4-20 screw holes on the base
Funktion: Pedestal Post
Stangendurchmesser (mm): 25.4
Basisdurchmesser (mm): 31.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

