

Stange mit Standfuß, englisch, 50,8 mm Länge



Pedestal Post

Produkt #15-848 3-4 TAGE

- 1 + **€26,40**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€26,40

Stk. 5+

€23,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
8-32

Typ:
English

Gewicht (kg):
0.19

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 50.80
Hinweis: With 1/4-20 screw holes on the base
Funktion: Pedestal Post
Stangendurchmesser (mm): 25.4
Basisdurchmesser (mm): 31.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

