

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Stange mit Standruis, englisch, 76,2 mm Länge



Pedestal Post

Produkt #15-849 Lagernd

1 €30,80

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€30,80

Stk. 5+

€27,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
8-32

Typ:
English

Gewicht (kg):
0.31

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 76.20
Hinweis: With 1/4-20 screw holes on the base
Funktion: Pedestal Post
Stangendurchmesser (mm): 25.4
Basisdurchmesser (mm): 31.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform