

Stange mit Standfuß, metrisch, 12,7 mm Länge



Pedestal Post

Produkt #15-839 Lagernd

- 1 +

€22,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€22,00

Stk. 5+

€19,80

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7

Typ:
Metric

Gewicht (kg):
0.06

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 12.70
Hinweis: With M6x1.0 screw holes on the base
Funktion: Pedestal Post
Stangendurchmesser (mm): 25.4
Basisdurchmesser (mm): 31.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

