

Stange mit Standfuß, metrisch, 38,1 mm Länge



Pedestal Post

Produkt #15-841 3-4 TAGE

- 1 + **€25,30**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€25,30

Stk. 5+

€22,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7

Typ:
Metric

Gewicht (kg):
0.15

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 38.10
Hinweis: With M6x1.0 screw holes on the base
Funktion: Pedestal Post
Stangendurchmesser (mm): 25.4
Basisdurchmesser (mm): 31.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

