


USB-3.0-Kabel AVT Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Kabel USB 3.0 Micro-B auf Typ A (arretierbar), 8 m



Produkt **#14-903** Lagernd

- 1 +

€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€41,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Camera Accessory

Kabellänge (m):
3m

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)
