

Halterungsring mit T-Gewinde für motorisierte Filterräder



#59-772: T-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel

Produkt #59-772 3-4 TAGE

- 1 + **€98,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€98,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

