

[Alle Produkte](#) / [Testcharts](#) / [Verzeichnungstestbilder](#)

Testbilder mit Liniengitter



- Testen und Korrigieren von Verzeichnung in bildgebenden Systemen
- Kalibrierung perspektivischer Fehler von Mikroskopbühnen
- Messung des Bildfeldes

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtgenauigkeit (mm): ± 0.002

Optische Eigenschaften


Optische Dichte OD: > 3.0

Oberflächenqualität: 20-10 over active area,
60-40 outside

Oberflächenebenheit (P-V): $3 - 4\lambda$

Technische Informationen

Produkte

Titel	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Liniengitter Chrom auf Glas, 2" x 2"	#62-536	€674,65 Mengenrabatte	4 In Stock
<hr/>			
#62-537 Ausverkauf			
			
Ausverkauf			
Liniengitter mit gering reflektierendem Chrom, 1" x 1"	Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!	€674,65 Mengenrabatte	15 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com