

F-Theta-Objektiv Edmund Optics®, 100 mm BW, 532 nm



Produkt #15-185 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 +

€530,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€530,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Brennweite BW (mm):
101.90

Max. Durchmesser (mm):
83

Scanwinkel (°):
±22.68

Scanfeld (mm):
56.5 x 56.5

Gewinde: M85 x 1.0
Telezentrie (°): Not Specified
Typ: F-Theta Lens
Arbeitsabstand (mm): 94.5
Wellenlängenbereich (nm): 532
Auflagemaß (mm): 127.2
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e² (µm): 8.5
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 12
Maximale Länge (mm): 64.5

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen