

Optotune zweiachsiger Spiegel zur schnellen Umlenkung mit Positionsfeedback, Spiegel 15 mm Durchm., Protected Gold

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Produkt **#73-039** **1 In Stock**

-

1

+

€2.955⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.955,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:

Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

