

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

F-Theta-Objektiv Edmund Optics®, 165 mm BW, 532 nm



Produkt #15-186 3-4TAGE

- 1 +

€917,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€917,00

Stk. 5+

€825,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Brennweite BW (mm):
165.00

Max. Durchmesser (mm):
106

Scanwinkel (°):

±25.00
Scanfeld (mm): 101.8 x 101.8
Gewinde: M85 x 1.0
Telezentrie (°): Not Specified
Transmission (%): ≥95
Typ: F-Theta Lens
Arbeitsabstand (mm): 193.5
Wellenlängenbereich (nm): 532
Auflagemaß (mm): 228.0
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e² (µm): 13
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 16
Maximale Länge (mm): 52.6

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen