

Stoffbeutel für Linsen, 1,75“ x 2,0“ (125 Stück)



1.75" x2.0" Cloth Lens Pouch

Produkt **#59-620** **5 In Stock**

-

1

+

€47²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€47,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
125	Anzahl:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.75 x2.0	Größe (Zoll):
Konformität mit Standards	

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Sichere Lagerung von Optiken
- Zwei Größe erhältlich
- Haltbarer Stoff

Dies sind dieselben Linsentaschen mit denen unsere Optiken geliefert werden. Schützen Sie Ihre Optiken und andere empfindliche Komponenten mit diesen Taschen. [#59-620](#) beinhaltet 125 Stück und [#59-621](#) beinhaltet 100 Stück.