

Stoffbeutel für Linsen, 2,75“ x 2,75“ (100 Stück)



2.75" x 2.75" Cloth Lens Pouch

Produkt **#59-621** **11 In Stock**

-

1

+

€45²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€45,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

100

Anzahl:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

2.75 x 2.75

Größe (Zoll):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Sichere Lagerung von Optiken
- Zwei Größe erhältlich
- Haltbarer Stoff

Dies sind dieselben Linsentaschen mit denen unsere Optiken geliefert werden. Schützen Sie Ihre Optiken und andere empfindliche Komponenten mit diesen Taschen. [#59-620](#) beinhaltet 125 Stück und [#59-621](#) beinhaltet 100 Stück.