

TECHSPEC® 30mm engl. Mikrometer, mittige Verstell., m/Durchbohr., 0,25" Weg



TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)



Produkt #83-507 **4 In Stock**

- 1 + €475⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€475,00 stückpreis
Stk. 3+	€414,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

