

**TECHSPEC® 30mm engl. Mikrometer, mittige Verstell., m/Durchbohr., 0,5" Weg**



Produkt **#66-395** **KONTAKT**

- 1 + €475<sup>.00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1-2	€475,00 stückpreis
Stk. 3+	€414,90 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

English **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Crossed Roller Bearing **Führungssystem:**



