

## Stäbchen mit Baumwollspitze, 3" Länge, Box (10 Tüten)



3" Length Bag, Cotton-Tipped Swabs (1 Bag)

Produkt #56-927 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €28<sup>25</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€28,25 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Box (10 Bags) **Typ:**  
1,000 **Anzahl Stäbchen:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

3.00 **Länge (Zoll):**

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Fusselfrei
- 3" oder 6" Länge

Diese Stäbchen mit Baumwollspitze mit 3" oder 6" Länge sind ideal für die Reinigung von optischen Komponenten geeignet und nützlich für verschiedenste Anwendungen. Nicht steril. Nahezu fusselfrei.